

ab sofort im sporthus...

videoanalyse und fuss-scan in einer analyse!

nach dem elektronischen abbild des fusses (360° fuss-scan) werden über die integrierte motionquest software die wichtigsten parameter zur lauftypbestimmung abgefragt. zur beinachsen-vermessung zeichnet die eingebaute videokamera die kniestellung auf. der sportwissenschaftliche algorithmus errechnet das abrollverhalten des fusses, etwaige fehlerstellungen und schlägt präzise lösungsansätze vor. als ergebnis sehen sie ihre abgestimmten lauf- und walkingschuhe aus einer datenbank, in der diverse schuhhersteller neutral bewertet werden. zusätzlich erhalten sie alle berichte und übungen in papierform.

**kommen sie vorbei und testen
sie den motioncube!**

